

## Lampe à bandeau frontal, Modèle RI-FOCUS DEL

Réf. RIE-6092



Le modèle RI-FOCUS DEL éclaire le champ d'examen avec une source de lumière blanche et froide située à 40 cm, à focale variable, de 5.500° kelvins et de 7100 lux, ce qui constitue des conditions idéales. La lampe à DEL utilisée a une longévité d'environ 15 000 heures et son alimentation électrique s'effectue soit par des piles usuelles dans le commerce (taille AAA), soit par des piles longue durée au lithium, soit par des batteries NiMH avec chargeur à connecteur, de sorte qu'aucun câble électrique gênant ne doit être utilisé lors de l'examen.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## CARACTERISTIQUES :

- Modèle à bandeau frontal, avec compartiment des piles accolé et douille de chargement intégrée, peut accueillir au choix deux piles au lithium de taille CR 123 A, quatre piles (alcalines) de taille AAA ou bien quatre batteries (NiMH) de taille AAA.
- Bandeau facile à nettoyer, grâce à son coussinet amovible et lavable monté sur la face interne.
- Bandeau très confortable, bien équilibré et réglable en continu.
- Interrupteur marche/arrêt au niveau du compartiment des piles.
- La prise destinée à recevoir le chargeur à connecteur est intégré dans le compartiment des piles.
- Lampe DEL à focale variable à une distance de 40 cm : Ø 40 mm à Ø 200 mm, réglable en continu.
- DEL blanche, 1 watt, avec 5 500° kelvin, 6 V.
- Environ 30 heures de fonctionnement avec des piles au lithium, environ 90 min de fonctionnement avec des piles alcalines de type AAA.
- Environ 90 min de fonctionnement avec les batteries chargées.
- Poids : 210 g sans les piles, 242 g avec les piles au lithium CR 123 A, 259 g avec les batteries AAA.
- Produit livré dans un carton.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration