

## Lunettes loupes ultra-légères, Modèle Heine C 2.3

Réf. SOC-HEINE-C23



Compacte et légère (46 gr.), confortable, ces lunettes loupes C de Heine sont, grâce à leur grossissement de 2.3, l'outil idéal pour effectuer des tâches de précision en toute sécurité.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Avantage :

- Distance réduite entre l'optique et l'œil de l'utilisateur pour obtenir un champ de vision maximal.
- Branche crochet.
- Charnière à ressort.
- Image claire et lumineuse grâce à la nouvelle optique C 2.3.
- Optique de précision traitée anti-reflets et anti-rayures.
- Optique compacte permettant, le cas échéant, une excellente vision en dehors des oculaires.

## Caractéristiques :

- Grossissement : 2.3 fois.
- Champ de vision (env.) : 110 mm ou 130 mm.
- Réglage IP : 50-74 mm.
- Marque : HEINE
- Poids : 40gr
- Usage unique : non.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration