

## **AUTO-REFRACTO KERATOMETRE FA 6500**

**Réf. SOC-FA6500**



### **Description de l'Auto-réfracto-kératomètre FA6500**

Optez dès à présent pour l'**auto-réfracto kératomètre FA 6500** afin d'améliorer la qualité de votre service et/ ou cabinet d'ophtalmologie.

Précis, rapide et simple d'utilisation, l'**auto-réfracto- kératomètre FA 6500** vous est proposé en deux configurations pour s'adapter au mieux à votre besoin:

- **FA 6500:** Réfractomètre automatique
- **FA 6500 K :** Avec kératomètre, écran tactile, mentonnière motorisée, auto-tracking, auto-floutage, écran tiltable



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de la sphère	-20 ~+20D (VD=12) Par pas de 0.125D
Puissance du cylindre	-8~+8D, (Par Pas de 0.125D)
Axe (AX)	0~180° (par pas de 1°)
Distance entre pupilles (PD)	45~88mm, Pas 1 mm
Distance Vertex (VD)	0 mm, 12 mm, 13.75 mm
Diamètre minimal de la pupille	2 mm
Rayon de courbure	5.0~10mm (par pas d'incrément: 0.01 mm)
Puissance cornéenne	33.75-67.50D (lorsque l'indice de réfraction équivalent au coin est à 1.337)  (Choix de l'incrément de 0.12 à 0.25D)
Astigmatisme cornéen	0~8D (Choix de l'incrément de 0.12, 0.25D)
Axe	1~180° (incrément : 1°)
Diamètre cornéen	2.0~14 mm (incrément : 0.1 mm)
Mémoire de données	Total de série de 10 données (pour œil droit et gauche)
Charte	Suivi du système de diagramme de brouillard coloré
Affichage	7 pouces, TFT, écran LCD
Imprimante	Imprimante thermique
Alimentation	220V/110V, 50/60Hz
Dimensions	478 x 268 x 472 mm
Poids	20 kg (44 lb)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration