

# Socimed

Le matériel médical c'est nous

Caméra rétinienne – Caméra pour  
fond d'œil : Angiographe pour  
angiographie en fluorescence,  
Modèle SOC-APS-B

**Caméra rétinienne – Caméra pour fond d'œil : Angiographe  
pour angiographie en fluorescence, Modèle SOC-APS-B**

**Réf. SOC-APS-B**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## Caméra rétinienne non-mydriatique, mydriatique, FFA pour angiographie en fluorescence : Angiographe modèle SOC-APS-B.

### CONFIGURATION:

- Non mydriatique, mydriatique, FFA
- Résolution: 12 MEGA
- Aide pour analyse: points de position des yeux
- Carte de capture, carte numérique, Logiciel Professional, Écran LCD et ordinateur livré.
- Les paramètres techniques
- La distance de fonctionnement: 40mm
- Champ visuel: 53 °
- Angle horizontal:  $\pm 30^\circ$
- Angle longitudinal:  $\pm 15^\circ$
- Résolution de couleur: 12 méga , Résolution Noir-blanc:  $\geq 0,42$  méga pixels
- Plage de déplacement du siège:
  - Avant et arrière de 60mm,
  - Gauche et droite: 120mm,
  - Mâchoire de haut en bas: 80mm
- Source d'alimentation: AC 220V/50Hz
- Poids: 50 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration