


# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

**Album test ISHIHARA  
pour enfants  
10 planches**

## **Album test ISHIHARA pour enfants 10 planches**

**Réf. SOC-345298721**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## ALBUM TEST ISHIHARA ADULTE 38 PLANCHES

Principe reposant sur la reconnaissance de chiffres constitués de petits cercles.  
Pour tests ophtalmologiques et optométriques.

Test chromatique pour classification des anomalies de perception des couleurs.  
Destiné aux dépistages des dyschromatopsies, protanomalies et deutéranomalies.  
Test de couleurs en album de 38 planches, permettant l'identification précise des types de Daltonisme.

Le test chromatique, pour déceler les déficiences des couleurs, est basé sur la qualité ainsi que la disposition des couleurs. Tester cette déficience demande un haut niveau de sensibilité et de spécificité.

Le Test Chromatique d'Ishihara est utilisé dans le monde entier, grâce à sa fiabilité et il est reconnu pour sa sensibilité et spécificité très poussée dans les manuels d'ophtalmologie agréés.

Livré avec notice d'utilisation et explications pour l'interprétation des planches.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration