

Otoscope-Ophtalmoscope à fibre optique RIESTER, Modèle Ri-scope

Réf. RIE-3070



Tube contenant:

- 4 spéculums auriculaires réutilisables noirs de 2 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm
- 5 spéculums auriculaires jetables gris de 2,5 mm
- 5 spéculums auriculaires jetables gris de 4 mm
- Lentille pivotante avec fermeture à emboîtement. Facteur de grossissement : 4
- Manche à piles de type C, avec rhéostat HL 2,5V.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration