

Otoscope-Ophtalmoscope à fibre optique RIESTER, Modèle Ri-scope perfect Réf. RIE-3150



- Otoscope à F.O.
- Ophtalmoscope à F.O.
- Support à F.O. pour abaisse-langue ri-scope

CARACTERISTIQUES :

- Manche à piles de type C, avec rhéostat HL 2,5 V
- Lampe de rechange pour l'otoscope à F.O. et le support à F.O. pour abaisse-langue ri-scope.
- Lampe de rechange pour l'ophtalmoscope ri-scope.
- Tube contenant quatre spéculums auriculaires réutilisables noirs de 2 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm ainsi que cinq spéculums auriculaires jetables gris de 2,5 mm et cinq spéculums auriculaires jetables gris de 4 mm.
- Lentille pivotante avec fermeture à emboîtement. Facteur de grossissement : 4.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration