

Otoscope SMARTLED 5500 à fibre optique à LED noir

Réf. SOC-570517



L'Otoscope SMARTLED 5500® de Spengler bénéficie d'un éclairage LED à fibres optiques permettant une illumination directe, homogène et sans reflets du canal auriculaire et du tympan. Luminance 85K LUX.

Caractéristiques de l'Otoscope SMARTLED 5500 à fibre optique à LED noir :

- Eclairage LED à fibres optiques.
- Tête d'otoscope en matière ABS et inox, tête vissée pour une fixation sûre.
- Manche ergonomique en ABS. Clip de fixation avec interrupteur intégré.
- Fibres optiques pour une transmission optimale du faisceau lumineux. Loupe x 3.

Livré en boîtier rigide avec 2 piles LR6 AA, 8 spéculums (4 de 2,5 mm et 4 de 4 mm).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration