

Trousse d'otoscope RIESTER Ri-scope HNO

Réf. RIE-3201



Très complète pour une bonne pratique de toutes les explorations ORL de base.
Eclairage fibre optique.

Caractéristiques techniques:

- Otoscope à fibre optique avec loupe de grossissement x 2,5 (+ loupe amovible x 4)
- Manche à piles de type C à technologie Sensomatic HL 2.5 V (ne fonctionne qu'au contact de la main) à piles de type C.
- Porte abaisse-langue éclairant.
- Ejecteur pour spéculum auriculaire.
- Spéculum nasal expansible éclairant.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration