

## **Pulsoximètre, Modèle RI-FOX**

**Réf. RIE-1900**



Précision et mobilité en mini-format. Un moniteur et un capteur dans un seul appareil. Sa qualité a été éprouvée pour la mesure précise et en quelques secondes du pouls et de la saturation du sang en oxygène (% SpO<sub>2</sub>). Les valeurs mesurées sont affichées bien lisiblement sur l'afficheur LCD à rétroéclairage facultatif. Un signal acoustique facilite la détection des arythmies. Il convient pour les hôpitaux, les cabinets médicaux et les soins à domicile.

### **CARACTÉRISTIQUES:**

- Petit appareil mobile avec capteur intégré
- Mesure simple et rapide: il suffit de mettre le doigt dans l'appareil
- Rétroéclairage pour mesure dans l'obscurité
- Avec indicateur sonore de pouls
- Affichage LCD de la % SpO<sub>2</sub>, de la perfusion et du pouls
- Indication sonore de pouls
- Indication de charge des piles
- Piles longue durée (env. 24 000 mesures)
- Piles du commerce comprises dans la livraison, simples à remplacer
- Mise en marche et arrêt automatiques
- 24 mois de garantie



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration