


## Toise-matelas pour nourrissons et enfants en bas âge, Modèle seca 210

Réf. SOC-seca210



La toise-matelas a une surface robuste facile à entretenir avec les désinfectants courants.

Elle peut être enroulée pour un rangement peu encombrant.

### L'utilisateur préfère les instruments qui s'adaptent aux circonstances

- Les cliniques, les cabinets de consultation et les établissements médicaux ont des besoins spécifiques auxquels seca répond avec une vaste gamme pédiatrique : de l'infantomètre à la toise-matelas, de la toise pour bébés au ruban de mesure du périmètre crânien, seca propose une solution pour chaque type d'application.
- Pour une utilisation mobile ou stationnaire, quotidienne ou occasionnelle, dans un espace réduit ou généreusement dimensionné, seca offre toujours un produit d'excellente qualité qui répond aux exigences médicales les plus sévères



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## **Agréable au toucher, lavable et repliable**

- La toise-matelas seca 210 est la solution portable et peu encombrante pour la mesure simple mais précise de la taille des nourrissons et enfants en bas âge en position couchée.
- Avec son appuie-tête fixe et un appuie-pieds qui coulisse facilement, cette toise-matelas est particulièrement pratique.

## **Caractéristiques techniques de la Toise-matelas, Modèle seca 210**

- Plage de mesure : 10 – 99 cm / 4 – 39"
- Graduation : 5 mm / 1/4"
- Dimensions (LxHxP) : 1.250 x 140 x 300 mm / 49,2 x 5,5 x 11,8"
- Dimensions enroulé (LxHxP) : 120 x 140 x 300 mm / 4,7 x 5,5 x 11,8"
- Poids: 575 g / 1, 3 lbs
- Avec dispositif de suspension



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration