

Balance à colonne électronique avec fonction BMI, Modèle SECA 799

Réf. **SOC-SECA799**



- Alimentation par batterie pour une utilisation autonome et mobile.
- Facile à transporter.
- Un faible coût d'exploitation et une grande facilité d'entretien grâce à sa basse consommation en énergie.
- Fonctions judicieuses pour une utilisation polyvalente.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

La solution intelligente pour une exploitation flexible.

Le domaine médical l'exige : un outil de haute précision doté d'une fonctionnalité sophistiquée et rentable. Depuis plus d'un siècle, SECA développe des balances et des systèmes de mesure innovants pour vous proposer des solutions optimales. Aujourd'hui seuls les équipements répondant parfaitement aux besoins des médecins et du personnel soignant en restant rentables, peuvent vraiment alléger la charge de travail dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les maisons de retraite. La balance à colonne SECA 799 répond parfaitement à ces exigences.

Fonctions judicieuses pour une utilisation polyvalente.

La détermination de l'état nutritionnel est un critère essentiel lors de la prise en charge du patient dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. C'est pourquoi la balance SECA 799 est pourvue d'une fonction BMI (indice de masse corporelle) qui compare la taille et le poids du patient, fournissant ainsi les informations essentielles requises. La fonction HOLD allège également la charge de travail quotidienne : elle maintient le résultat affiché à l'écran quand le patient descend de la balance. Le personnel soignant peut alors s'occuper du patient avant de noter son poids. La fonction TARE permet de soustraire les poids additionnels.

S'installe partout et facile à transporter.

La balance SECA 799 s'utilise partout où l'on en a besoin. Grâce à sa batterie, elle ne nécessite pas de prise murale. Une balance polyvalente se doit d'être également facile à transporter – c'est pourquoi le modèle SECA 799 est doté de roulettes qui permettent à l'utilisateur de le déplacer facilement.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Faible coût d'exploitation ne nécessitant que peu d'entretien.

La balance SECA 799 est très économe en énergie et donc d'un très faible coût d'exploitation. La consommation minimale de cette balance à faible entretien assurera un grand nombre de pesées sans changer de batterie. La fonction d'extinction automatique contribue également à cette faible consommation.

Données techniques :

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 294 x 831 x 417 mm
- Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 272 x 75 x 280 mm
- Poids : 6,3 kg
- Alimentation : batterie, adaptateur secteur en option
- Fonctions : TARE, HOLD, BMI, changement de sensibilité, extinction automatique
- En option : toise SECA 220 et SECA 224, adaptateur secteur chargeur SECA 447, pièce de raccord SECA 400
- Approbation CE de classe : III



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration