


## Toise Pour Bébés, Modèle SECA 207

Réf. SOC-SECA-207



- Pour des mesures précises en position couchée.
- Ce modèle peut être fixé à la table à langer ou au mur par un système à vis ou être utilisé comme toise portable.
- Les larges butées pour la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les curseurs sont repliables pour réduire l'encombrement de la toise.
- La construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.

### Caractéristiques techniques de la Toise Pour Bébés, Modèle SECA 207

- Plage de mesure : 0 – 99 cm
- Graduation : 1 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration