

Stéthoscope d'enseignement, Modèle DUPLEX

Réf. RIE-4002-02



Le stéthoscope d'enseignement duplex à double pavillon et deux lyres a été tout spécialement conçu à des fins d'apprentissage. Il se prête pleinement à une auscultation effectuée par deux personnes. Performance acoustique nettement améliorée.

CARACTERISTIQUES:

- Pavillon double en acier inoxydable.
- Lyre chromée mate, avec ressort intégré.
- Membrane spéciale, Ø 48 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et très douces, pour une meilleure application sur la peau.
- Petit pavillon: Ø 36 mm.
- Longueur totale : 115 cm.
- Le stéthoscope d'enseignement duplex est livré avec deux paires d'embouts et une membrane de rechange.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration