

Stéthoscope, Modèle DUPLEX, pavillon en laiton

Réf. RIE-4011



C'est le stéthoscope de qualité haut de gamme avec un pavillon en laiton double de précision. La performance acoustique a encore pu être améliorée de façon très nette.

CARACTERISTIQUES :

- Pavillon double disponible en deux modèles : laiton chromé ou aluminium particulièrement léger, anodisé.
- Membrane spéciale pour une auscultation parfaite, Ø 48 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et douces, pour une application idéale sur la peau.
- Petit pavillon: Ø 36 mm.
- Longueur totale : 77 cm.
- Le stéthoscope duplex est livré avec une paire d'embouts de rechange et une membrane de rechange.
- Disponible en Noir, Gris ardoise, Bleu, Safran, Vert.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration