

Stéthoscope, Modèle DUPLEX de luxe, pavillon en acier inoxydable

Réf. RIE-4081



Le stéthoscope DUPLEX de luxe à double pavillon offre une acoustique de première classe, pour une auscultation parfaite. L'acoustique a encore pu être améliorée de façon très nette. Le stéthoscope se prête à l'établissement de diagnostics chez les adultes comme chez les enfants.

CARACTERISTIQUES:

- Pavillon double en acier inoxydable dont la légèreté est appréciable.
- Membranes spéciales des deux côtés, Ø 48 mm et Ø 36 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et douces, pour une meilleure application sur la peau.
- Longueur totale : 77 cm.
- Le stéthoscope DUPLEX de luxe est livré avec deux paires d'embouts de rechange, une membrane de rechange de chaque dimension et un porte-nom.
- Disponible en Noir, Gris ardoise, Bleu, Safran, Vert.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration