

Stéthoscope, Modèle TRISTAR

Réf. RIE-4091



Avec ses trois pavillons doubles de tailles différentes conçus pour les adultes, les enfants/bébés et les nouveau-nés, le stéthoscope de qualité supérieure TRISTAR se prête pleinement à l'auscultation parfaite de toutes les plages de fréquence. Performance acoustique nettement améliorée dans tous les domaines d'utilisation. Les trois pavillons doubles pour les adultes, les enfants/bébés et les nourrissons permettent une auscultation parfaite dans tous les domaines d'utilisation. Le stéthoscope TRISTAR est livré en carton-présentoir pratique, avec boîte de pièces de rechange.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

CARACTERISTIQUES :

- Pavillons doubles DUPLEX, DUPLEX baby et DUPLEX néonatal en aluminium avec raccord pratique pour changement rapide.
- Membranes spéciales Ø 48 mm, Ø 36 mm et Ø 28 mm, pour une acoustique de première classe.
- Bagues anti-froid ultra plates, pour une meilleure application sur la peau.
- Petits pavillons de Ø 36 mm, Ø 28 mm et Ø 24 mm.
- Lyre chromée mate, avec double ressort renforcé intégré.
- Étanchéité optimale du conduit auditif, grâce aux embouts souples, interchangeables et dotés d'un filetage métallique.
- Tubulure en Y très renforcée en PVC, pour une acoustique optimale et pour la protection contre les bruits parasites.
- Longueur totale: 79 cm, 78,5 cm, 78 cm.
- Sans latex.
- Le stéthoscope TRISTAR est livré avec deux paires d'embouts de rechange, une membrane de rechange de chaque dimension et un portenom.
- Disponible en Gris ardoise et Bleu.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration