

## Stéthoscope de cardiologie, Modèle CARDIOPHON

Réf. RIE-4131



Le stéthoscope de cardiologie CARDIOPHON est le chef-d'œuvre de RIESTER. Avec un double pavillon haut de gamme, il convainc dans toute situation par son acoustique supérieure. Tout particulièrement dans la plage de fréquences comprise entre 200 Hz et 500 Hz, laquelle est très importante lors de l'auscultation des battements de cœur, le CARDIOPHON offre des performances acoustiques hors du commun. Comparée aux versions antérieures, l'acoustique a encore pu être améliorée de façon très nette. Le CARDIOPHON se prête aux auscultations précises chez les adultes et les enfants. Il est livré en emballage-présentoir haut de gamme, avec boîte de pièces de rechange.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## CARACTERISTIQUES :

- Pavillon double en acier inoxydable.
- Membranes spéciales des deux côtés, pour une acoustique précise, Ø 48 mm et Ø 36 mm, avec bagues anti-froid particulièrement plates et douces, pour une meilleure application sur la peau.
- Lyre à forme anatomique, en acier spécial inoxydable, avec ressorts multiples renforcés intégrés.
- Embouts souples et interchangeables, avec filetage métallique, pour une étanchéité auriculaire plus confortable et de meilleure qualité.
- Tubulure en Y renforcée en PVC, avec voies séparées de transmission sonore pour l'oreille gauche et pour l'oreille droite, très bonne capacité de transmission sonore.
- Longueur totale : 72 cm.
- Sans latex.
- Le stéthoscope CARDIOPHON est livré avec deux paires d'embouts de rechange, une membrane de rechange de chaque dimension et un portenom.
- Disponible en Noir, Gris ardoise et Bleu.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration