

## Stéthoscope, Modèle RI-RAP, 80 cm

Réf. RIE-4155-01



Avec son pavillon double et sa tubulure à deux tubes, le stéthoscope universel ri-rap convainc par ses possibilités flexibles d'utilisation. Très bonne acoustique dans toutes les plages de fréquence. Le stéthoscope ri-rap est livré complet, dans un carton-présentoir haut de gamme, avec une boîte de pièces de rechange.

### CARACTERISTIQUES:

- Tubulure robuste à double tube, avec voies séparées de transmission sonore pour l'oreille gauche et pour l'oreille droite, capacité exceptionnelle de transmission sonore.
- Disponible avec tubulure de 80 cm.
- Pavillon double lourd chromé, avec membrane de deux côtés, Ø 45 mm et 32 mm.
- Membranes spéciales avec structure surfacique conçue pour une application optimale sur la peau.
- Les côtés à membrane peuvent être rapidement et aisément transformés à l'aide des petits pavillons fournis dans la livraison (Ø 33,5 mm, 27,3 mm et 20,3 mm), grâce aux raccords vissés.
- Boîte de pièces de rechange: trois petits pavillons, une membrane transparente pour chaque pavillon, deux paires d'embouts.
- Disponible en Noir, Gris ardoise, Bleu, Safran, Vert.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration