

Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER MINIMUS III 1340

Réf. RIE-1340



Tensiomètre anéroïde, modèle RIESTER MINIMUS III 1340. La rigueur et la consistance mêmes dans la technique de prise tension artérielle par tensiomètre manopoire ! Conçu pour offrir précision et longévité, le Tensiomètre anéroïde modèle RIESTER MINIMUS III 1340 à deux tubes est équipé d'un boîtier en métal chromé, de raccords chromés à vis pour la tubulure, ainsi que d'un socle métallique de valve. Également disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

CARACTERISTIQUES DU TENSIOMETRE ANEROÏDE MODELE RIESTER MINIMUS III 1340:

- Poire latex avec valve de décompression chromée
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le micro filtre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Poignée-cuiller en acier inoxydable
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Échelle linéaire graduée en aluminium, Ø: 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
- Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration