

Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER Babyphon 1440

Réf. RIE-1440



Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER Babyphon 1440. Tout en bleu et adapté aux enfants! C'est le tensiomètre manopaire spécialement conçu pour l'usage en cabinets de pédiatrie et en établissements hospitaliers. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

CARACTERISTIQUES:

- Il est disponible au choix avec boîtier chromé ou en plastique / métal robuste.
- Poignée-cuillère ergonomique en acier inoxydable
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, mécanisme de précision quasiment inaltérable
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Graduation linéaire, allant jusqu'à 300 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration