

## Tensiomètre anéroïde, Modèle RIESTER Ri-med 1500

Réf. RIE-1500



Tensiomètre anéroïde modèle RIESTER Ri-med 1500. Conception ergonomique, mécanisme des plus modernes et design esthétique, c'est ce qu'offre la technique de prise de tension Ri-med. La forme spéciale de l'appareil fait de celui-ci un appareil aussi bien adapté aux droitiers qu'aux gauchers. Dégonflage automatique de 2 à 3 mm Hg/s sur simple pression du doigt. Disponible en modèle à tubulure simple, à tubulure double ou bien en set, avec trois tailles de brassard. L'astuce : le modèle à tubulure simple peut aisément être transformé en un modèle à tubulure double. Avec espace réservé à la personnalisation. Également disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## CARACTERISTIQUES DU TENSIOMETRE ANEROÏDE

### MODELE RIESTER RI-MED 1500:

- Graduation de grande taille, Ø : 63 mm, de 0 à 300 mm Hg
- Grande sûreté du raccord métallique à vis pour la tubulure
- Le micro-filtre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Mécanisme de précision garantissant des mesures fiables
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- Tolérance maximale d'erreur : +/- 3 mm Hg
- Appareil livré dans un étui rembourré en nylon et à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration