

## Brassard avec Raccord à vis male, coton motifs, Enfant

Réf. SOC-334129



Brassard avec Raccord à vis male, coton motifs, Enfant.

### Dimensions du brassard:

- Taille : S (Petit adulte et enfant)
- Brassard: 8.5 x 42 cm
- Poche : 8 x 23 cm
- Circonférence du Bras : 20 à 28 cm
- Fixation: Velcro.
- Matière: Polycoton avec motifs.
- Marquage: index (taille, artère), instructions de lavage.
- Marque: Spengler.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration