

Tensiomètre anesthésie, Modèle RIESTER Global de luxe 1130

Réf. RIE-1130



Equipé d'un boîtier pivotant, ce tensiomètre à colonne de mercure est optimisé pour une utilisation sans problèmes au niveau des rails usuels muraux et de lit. Le clip universel disponible en option transforme l'opération de fixation au mur ou au rail de lit en un jeu d'enfant. Egalement disponible en version sans latex (devant le numéro d'article, veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex lors de votre commande).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

CARACTERISTIQUES :

- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Taux de pureté du mercure: 99,99%
- Tube en verre de précision diamètre intérieur: 4,2 mm +/- 0,2 mm
- Poire latex avec valve de décompression chromée
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Micro-filtre pour une longévité élevée
- Brassard avec vessie latex, deux tubes
- Echelle graduée à lisibilité optimale et allant jusqu'à 300 mm Hg
- Dispositif de sureté pour le mercure
- Joint d'étanchéité spécial contre la contamination provoquée par le mercure
- Tuyau spiralé extensible jusqu'à 3 m
- Dispositif de nettoyage pour tubes de verre.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration