

Fiche Technique Thermomètre infrarouge multifonctionnel sans contact

Ref SOC-THMED201015



Le **Thermomètre infrarouge multifonctionnel sans contact** est spécialement conçu pour **mesurer** avec précision la **température frontale** des nourrissons, des adultes ainsi que la température des animaux indépendamment de la température ambiante.

- La **mesure de la température** se fait **sans contact avec le corps humain**.
- Le **Thermomètre infrarouge multifonctionnel sans contact** est beaucoup utilisé dans les **aéroports, hôpitaux, entreprises, supermarchés...** pour **détecter les cas suspects de Covid-19...**

RCS BOBIGNY 481 441 939 SIRET : 481 441 939 00016 APE 514N

Spécifications techniques

Résolution d'affichage: 0,1 ° C (0,1 ° F)

Température de fonctionnement: 20 à 40 ° C (50 à 104 ° F)

Température de stockage: 0 à 50 ° C (32 à 122 ° F)

Taux d'humidité: ≤85%

Alimentation: DC 3.0V (2x piles ‘ AAA ’)

Taille: 149 (L) x 95 (L) x 45 (P) MM / 5,9 x 3,7 x 1 pouce

Poids: 140g

Plage de mesure: corps 32,0 à 42,9 ° C (89,6 à 109,3 ° F)

Surface 0 à 100 ° C (32 à 212,0 ° F)

Animal 32,0 à 45,0 ° C (89,6 à 112,9 ° F)

Précision: Humain: ± 0,2 ° C (0,4 ° F) 36,0 à 39,0 ° C (96,8 à 102,2 ° F)

± 0,3 ° C (0,5 ° F) 32,0 à 35,9 ° C (89,6 à 96,2 ° F)

± 0,3 ° C (0,5 ° F) 39,0 à 42,9 ° C (102,2 à 109,2 ° F)

Surface ± 1,0 ° C (1,8 ° F) 0 à 100 ° C (32 à 212,0 ° F)

Animal ± 0,4 ° C (0,7 ° F) 32,0 à 45,0 ° C (89,6 à 112,9 ° F)

Distance de mesure: 3 à 5 cm

Rétro éclairage: mode corps

32,0 à 37,4 ° C (86,0 à 99,3 ° F) Vert

37,5 à 37,9 ° C (99,5 à 100,2 ° F) Orange

38,0 à 42,9 ° C (100,4 à 109,2 ° F) Rouge

Le mode surface et le mode animal conserve toujours la couleur verte

Arrêt automatique: 7 secondes

RCS BOBIGNY 481 441 939 SIRET : 481 441 939 00016 APE 514N