

Thermomètre corporel à infrarouge DT8868

Réf. SOC-GEU-251047



Thermomètre corporel à infrarouge DT8868

- Intervalles de températures : 32,0°C – 43,0°C (90,0°F – 109,4°F)
- Précision : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.54^{\circ}\text{F}$)
- Distance de mesure : 5cm (2 in.)
- Mémoire : 32
- Résolution de l'affichage : 0,1°C (0,5°F)
- Alimentation : 2 pcs buttoncell
- Température de conservation : -25°C-55°C
- Température de fonctionnement : 10-40°C (50°F – 104°F)
- Sélection °C/°F
- Enregistrement des données
- Pointeur de cible au laser
- Taille du conditionnement : 54 x 38 x 34,5 cm
- 50 pcs / CNT
- Poids : 12,5 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration