

Thermomètre oral, axillaire et rectal

Réf. SOC-THMD



Thermomètre oral, axillaire et rectal. Électronique, calibré, étanche, avec alarme. Temps de réponse par voie orale: 50 à 60 secondes. Temps de réponse par voie rectale: 30 secondes environ. Bip sonore en fin de mesure et alarme lorsque la température dépasse 37,5°C.

- Sensibilité: 32°C à 42°C au 1/10.
- Dimensions: 130 x 20 x 10 mm.
- Alimentation: pile type LR41
- Garantie 01 AN.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration