



Adresse de Facturation

Date :

LISTE DE PRIX DETAILLEE DE L'ECHOGRAPHE PORTABLE NOIR ET BLANC MINDRAY DP-10

PN	Description	EUR		
	Unité principale			
	Unité principale DP-10 Ecran LED 12.1" Un connecteur pour sonde Système iStation™ de gestion d'information de patients Boucle ciné à 128 images, mémoire de 90 images Modes d'imagerie: B/2B/4B/M/B+M 8 segments TGC : amplification du signal selon la profondeur de la zone explorée, garantissant un contrôle précis des images Deux ports USB, un port VGA, un port S-vidéo Logiciels de mesure & de calcul			
	Modules en option			
	DICOM 3.0			
	Deuxième connecteur pour sonde			
	Sondes en option			
PR2C-30-90952	sondes électronique micro-convexe: 35C20EA			
PR2B-30-90960	sondes électronique convexe: 35C50EB			
PR2D-30-90965	sondes électronique micro-convexe: 65C15EA			
PR3A-30-90481	Sonde électronique endo cavitaire: 65EC10EB			
PL1A-30-90475	sondes électronique linéaire: 75L38EB			
PL2B-30-90687	sondes électronique linéaire: 75L60EA			

Accessoires				
PR1B-30-90310	Supports guidés par aiguille pour sonde micro- convexe: 35C20HA/EA (Acier inoxydable)			
115-002026-00	Supports guidés par aiguille pour sonde micro- convexe: 35C20HA/EA (Acier inoxydable, aiguille détachable)			
PR1A-30-90212	Supports guidés par aiguille pour sonde convexe:35C50HA/EA/EB (Acier inoxydable)			
115-002020-00	Supports guidés par aiguille pour sonde convexe: 35C50EA (Acier inoxydable, aiguille détachable)			
0022-30-90461	Supports guidés par aiguille pour sonde micro- convexe: 6C2, 6C2s, 65C15HA/EA (Acier inoxydable)			
PR3A-30-91145	Supports guidés par aiguille pour sonde micro- convexe endo cavitaire: V11-3E, V10-4/B/s/Bs, 6CV1(s), CB10-4(s), 65EC10HA/EA/EB, 65EB10EA, 16G (Acier inoxydable)			
PL1A-30-90241	Supports guidés par aiguille pour sonde linéaire: 75L38HA/HB/EA/EB (Acier inoxydable)			
115-001274-00	Supports guidés par aiguille pour sonde linéaire: 7L6, 7L6s, 75L60HB/EA (NGB-012) (Acier inoxydable)			
115-011218-00	Batterie rechargeable au lithium-ion			
048-001888-00	Sacoche ou mallette de transport			
0020-30-90810	Pédale résistant à l'eau (port USB)			
115-007462-00	Imprimante vidéo noir et blanc SONY UP897MD			
0000-10-11057	Imprimante vidéo noir et blanc MITSUBISHI P93W			
045-000626-00	Chariot mobile UMT-110			
		Toutes options	Configuration standard	Vos options sup
		Total		



SOCIMED FOCUS ON MINDRAY QUALITY