



Adresse de Facturation

Date :

LISTE DE PRIX DETAILLEE DE L'ECHOGRAPHE PORTABLE NOIR ET BLANC MINDRAY DP-20

PN	Description	EUR		
	<b>Unité principale</b>			
	Unité principale DP-20 Ecran LED 12.1" Un connecteur pour sonde Imagerie harmonique des tissus (Tissue Harmonic Imaging ou THI): obtient un meilleur contraste et une meilleure résolution spatiale, tout spécialement en cas de sujets techniquement difficiles Modes d'imagerie : B/2B/4B/M/B+M iStation™ : Intègre efficacement le stockage, l'archivage, la révision et la récupération des données patient Boucle ciné à 1528 images, mémoire de 400M images 8 segments d'amplification du signal selon la profondeur de la zone explorée, garantissant un contrôle précis des images Deux ports USB, un port VGA, un port S-vidéo Logiciels de mesure & de calcul			
	<b>Modules</b>			
	DICOM 3.0			
	Deuxième connecteur pour sonde			
	Disque dur intégré 320G			
	<b>Sondes</b>			
PR2C-30-90952	Sonde électronique micro-convexe: 35C20EA			
PR2B-30-90960	Sonde électronique convexe de sondes: 35C50EB			
PR2D-30-90965	Sonde électronique micro-convexe: 65C15EA			
PR3A-30-90481	Sonde électronique endo cavitaire: 65EC10EB			

PL2F-30-90822	Sonde électronique intra rectale linéaire: 65EL60EA			
PL1A-30-90475	Sonde électronique linéaire: 75L38EB			
PL2J-30-90997	Sonde électronique per opératoire en forme de T: 75LT38EA			
PL2K-30-91012	Sonde électronique linéaire:75L53EA			
<b>Accessoires</b>				
PR1B-30-90310	Supports guidés par aiguille pour sonde micro- convexe: 35C20HA/EA (acier inoxydable)			
115-002026-00	Supports guidés par aiguille pour sonde micro- convexe: 35C20HA/EA (acier inoxydable, aiguille détachable)			
PR1A-30-90212	Supports guidés par aiguille pour sonde convexe:35C50HA/EA/EB (acier inoxydable)			
115-002020-00	Supports guidés par aiguille pour sonde convexe: 35C50EA (acier inoxydable, aiguille détachable)			
0022-30-90461	Supports guidés par aiguille pour sonde micro- convexe: 6C2, 6C2s, 65C15HA/EA (acier inoxydable)			
PR3A-30-91145	Supports guidés par aiguille pour sonde micro- convexe endo cavitare: V11-3E, V10-4/B/s/Bs, 6CV1(s), CB10-4(s), 65EC10HA/EA/EB, 65EB10EA,16G (acier inoxydable)			
0022-30-90747	Supports guidés par aiguille pour sonde intra rectale biplan: 6LB7, 6LB7s, 6LE7, 6LE7s, 65EL60EA/HA (acier inoxydable)			
PL1A-30-90241	Supports guidés par aiguille pour sonde linéaire: 75L38HA/HB/EA/EB (acier inoxydable)			
0022-30-90751	Supports guidés par aiguille pour réseau per opératoire-type linéaire de sondes7LT4, 7LT4s, 75LT38EA (acier inoxydable)			
0022-30-33013	Supports guidés par aiguille pour réseau linéaire de sondesL12-3E, L14-6NE, L14-6WE, 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L7-3(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA (acier inoxydable)			
0022-30-90739	Supports guidés par aiguille pour réseau linéaire de sonde : L12-3E, L14-6NE, L14-6WE, 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA (Plastique)			
115-011218-00	Batterie rechargeable au lithium-ion			
048-001888-00	Sacoche ou mallette de transport			
0020-30-90810	Pédale étanche (port USB)			
115-007462-00	Imprimante vidéo noir et blanc SONY UP897MD			
0000-10-11057	Imprimante vidéo noir et blanc MITSUBISHI P93W			
045-000626-00	Chariot mobile UMT-110			
		<b>Toutes options</b>	<b>Configuration standard</b>	<b>Vos options sup</b>
		<b>Total</b>		



SOCIMED FOCUS ON MINDRAY QUALITY