



Adresse de Facturation

Date :

LISTE DE PRIX DETAILLEE DE L'ECHOGRAPHE PORTABLE AVEC DOPPLER COULEUR MINDRAY M-5

PN	Description	EUROS	EUROS	EUROS
Main_2108B	<p>Unité principale</p> <p>Unité principale M5 Ecran TFT15" Doppler couleur / Doppler énergie / Doppler énergie directionnel / Doppler pulsé, HPRF Modes d'imagerie complets : B, M, PW, HPRF, CW, Color, Power et DirPower Tissue Harmonic Imaging (THI) Imagerie composée spatiale iBeam™ : Améliore de manière significative la résolution, tout en fournissant des informations supplémentaires sur les tissus Imagerie trapézoïdale Optimisation automatique iTouch™: Optimisation rapide de la qualité d'image à l'aide d'un seul bouton iTouch? (optimisation intelligente d'images), pour un meilleur niveau de gris plein champ et une meilleure uniformité Disque dur de 320Go Visualisation plein écran instantanée iZoom™ Un port de sortie S-Vidéo et deux ports USB Logiciels de mesure & de calcul Adaptateur AC and Batteries (4500mAh) Male de voyage</p>			
Modules				
2108-30-66142	CW (Doppler continu)			
2108-30-66064	ECG module (IEC)			
2108-30-66042	ECG module (AHA)			
115-006814-00	IMT (Module de quantification de l'épaisseur de l'intima média IMT) (Intima-Media Thickness)			
2108-30-66053	Smart 3D (main libre 3D)			
2108-30-66054	iScapeView (Vue panoramique)			
115-006798-00	Free Xros, Anatomical M mode (mode M anatomique)			

DICOM Options				
115-006800-00	DICOM Basique			
115-006802-00	DICOM Liste de travail			
115-006804-00	DICOM MPPS			
115-006806-00	DICOM Query / Retrieve			
115-006808-00	DICOM OB/GYN S/R			
115-006810-00	DICOM Cardiaque S/R			
115-006812-00	DICOM Vasculaire S/R			
Sondes				
PR1E-30-90867	Sonde vectorielle convexe 3C5s			
PL1E-30-90887	Sonde vectorielle linéaire 7L4s			
PR1J-30-90875	Sonde d'endo cavité micro-convexe 6CV1s			
PL1S-30-90891	Sonde vectorielle linéaire 7L6s			
PL1U-30-91024	Sonde vectorielle linéaire 7L5s			
PL1F-30-90899	Sonde vectorielle linéaire 10L4s			
120-000226-00	Sonde vectorielle linéaire L14-6s			
PR1K-30-90871	Sonde micro-convexe vectorielle 6C2s			
PP3A-30-90859	Sonde vectorielle à déphasage 2P2s			
PR1F-30-90863	Sonde micro-convexe vectorielle 3C1s			
PL1H-30-90895	Sonde vectorielle linéaire en forme de T per opératoire T7LT4s			
PL1G-30-90883	Sonde vectorielle intra rectale linéaire 6LE7s			
PB1A-30-90879	Sonde intra rectale bi-plane 6LB7s (Sonde linéaire + Sonde convexe: need extending transducer connector support)			
Accessoires				
0022-30-90461	Supports guidés par aiguille pour sonde micro-convexe: 6C2, 6C2s, 6C2P, 65C15HA/EA (Inox)			
0022-30-90735	Supports guidés par aiguille pour Sonde vectorielle convexe 3C5A, 3C5s, 3C5P (Plastic)			
0022-30-32954	Supports guidés par aiguille pour Sonde vectorielle convexe 3C5A, 3C5s, 3C5P (Inox)			
0022-30-90739	Supports guidés par aiguille pour Sonde vectorielle linéaire L14-6NE, L14-6WE, L12-3E, 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), L14-6Ns, 7L4P, 75L53EA (Plastic)			
0022-30-33013	Supports guidés par aiguille pour Sonde vectorielle linéaire L14-6NE, L14-6WE, L12-3E, 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L7-3(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), L14-6Ns, 7L4P, 75L53EA (Inox)			
0022-30-90743	Supports guidés par aiguille pour Sonde vectorielle micro-convexe 3C1, 3C1s (Plastic)			

0022-30-32989	Supports guidés par aiguille pour Sonde vectorielle micro-convexe 3C1, 3C1s (Inox)			
0022-30-90747	Supports guidés par aiguille pour Sonde intra rectale bi-plane 6LB7, 6LB7s, 6LE7, 6LE7s, 65EL60EA/HA (Inox)			
0022-30-90751	Supports guidés par aiguille pour sonde vectorielle linéaire per opératoire en forme de T 7LT4, 7LT4s, 75LT38EA (Inox)			
0022-30-90755	Supports guidés par aiguilles pour phased array transducer P4-2E, 2P2(s), P4-2(s), 2P2P (Inox)			
0022-30-90789	Supports guidés par aiguille pour sonde linéaire: 7L6, 7L6s, 75L60HB/EA (Plastic)			
115-001274-00	Supports guidés par aiguilles pour sonde linéaire : 7L6, 7L6s, 75L60HB/EA (NGB-012) (Inox)			
2108-30-66044	PEM-11, Module d'extension des sondes pour Triple sondes (triple transducers Connect) (pour le M5 exclusivement.			
2108-30-66043	IOM-11, iDock (extending module pour more data ports) (module d'extension pour plus de ports de données)			
2108-30-66045	V/A module			
2108-30-66176	Spare set of batteries (Batteries)			
0020-10-12551	Grab and Go BackPack (sacoche de transport)			
115-005370-00	iRoam™, 802.1b/g wireless USB adapter			
0020-10-12567	M-Scan Pack (Scan Pack pour Point of Care)			
0020-30-90810	Water-resistant footswitch with two hot keys(USB port) (pedale étanche avec deux interrupteurs)			
2108-20-66216	UMT-200 mobile trolley (Chariot mobile)			
2108-30-66158	External DVD-RW of EU power cord (DVD externe)			
		Toutes options	Configuration standard	Vos options sup
		Total		



FOCUS ON MINDRAY'S QUALITY