



Adresse de Facturation

Date :

LISTE DE PRIX DETAILLEE DE L'ECHOGRAPHE PORTABLE AVEC DOPPLER COULEUR MINDRAY M-7

PN	Description	EUROS	EUROS	
	<p>Unité principale M7</p> <p>Moniteur LCD 15 pouces à haute résolution diagonale.</p> <p>Modes complets d'imagerie et d'affichage : imagerie B avec THI, M, PW, HPRF, CW, Color, Power, DirPower et Trapezoid, Smart3D™ et 4D.</p> <p>Imagerie harmonique avec décalage de phase: Technologie améliorant la résolution du contraste et la qualité d'image en séparant la fréquence basale et le contenu harmonique.</p> <p>Imagerie iBeam™ avec combinaison spatiale</p> <p>Suppression du bruit de rétrodiffusion iClear™:Technologie intelligente ajustant la taille de l'image afin de détecter les différentes tailles de structures, d'où une amélioration de la précision</p> <p>Optimisation automatique iTouch™:Fonction d'optimisation de l'image via une touche unique, très pratique et efficace, qui optimise rapidement l'uniformité et la plage dynamique</p> <p>Visualisation plein écran instantanée iZoom™</p> <p>Logiciels généraux (Abdomen)</p> <p>Disque dur de 320Go offrant une capacité de stockage d'images avec iStation™ : Système de gestion des informations patient</p> <p>Sortie S-Video et deux ports USB 2.0</p> <p>Adaptateur AC et bloc Batterie au lithium-ion</p> <p>Malle de voyage</p>			

Modules			
	Imagerie Free Xros™ — mode M anatomique (trois lignes)		
	Affichage iScape™ : imagerie panoramique		
	iNeedle (Needle Visualization Enhancement - Technologie de visualisation de l'aiguille) : offre aux médecins la détection claire et précise de l'aiguille au cours des procédures.		
	4D (nécessite que la sonde 4CD4 soit supporté, uniquement avec unité principale)		
	CW (Doppler continu, uniquement avec l'unité principale)		
	Smart3D™ (imagerie 3D mains libres)		
	IMT (Module de quantification de l'épaisseur de l'intima média IMT) (Intima-Media Thickness)		
	Stress Echo		
	TDI (Tissue Doppler Imaging):imagerie Doppler tissulaire avec analyse quantitative incluant TDI Color, Power, PW et M mode		
	Free Xros CM mode (Mode M anatomique de courbe, le TDI doit être configuré dans le même temps)		
	TDI Logiciel avec analyse quantitative (le TDI doit être configuré dans le même temps)		
Options DICOM			
	DICOM Basique mise en réseau		
	DICOM Liste de travail		
	DICOM MPPS		
	DICOM Query/Retrieve		
	DICOM OB/GYN S/R		
	DICOM Vasculaire S/R		
	DICOM Cardiaque S/R		
Application			
	Services partagés		
	Logiciels en obstétrique		
	Logiciels en gynécologie		
	Logiciels en cardiologie		
	Small parts package		
	Logiciels en urologie		
	Logiciels en vasculaire		
	Logiciels en pédiatrie		
	Médecine d'urgence		
	Logiciels en nervosité		

	Sonde			
120-000172-00	Sonde vectorielle convexe C5-2s			
PL1E-30-90887	Sonde vectorielle linéaire 7L4s			
120-000226-00	Sonde vectorielle linéaire L14-6s			
120-001111-00	Sonde vectorielle linéaire à hautes fréquences L14-6Ns, Footprint:38mm			
120-001104-00	Sonde vectorielle linéaire à hautes fréquences L12-4s			
PL1H-30-90895	Sonde vectorielle linéaire per opératoire en forme de T 7LT4s			
120-000005-00	Sonde vectorielle à déphasage P4-2s			
120-000346-00	Sonde vectorielle à déphasage P7-3s			
120-000358-00	Sonde vectorielle à déphasage P12-4s			
120-001902-00	Sonde TEE P7-3Ts			
120-000071-00	Sonde linéaire L7-3s			
PR1P-30-91165	Sonde d'endocavité V10-4s			
120-000057-00	Sonde d'endocavité V10-4Bs			
PR1K-30-90871	Sonde vectorielle micro-convexe 6C2s			
PL1U-30-91024	Sonde vectorielle linéaire 7L5s			
120-001445-00	Sonde Pedoff CW2s(pour cardiaque et TCD)			
120-000337-00	Sonde à volume 4CD4s			
	Accessoire			
115-003489-00	Module ECG-21, ECG (IEC), peut uniquement être employé avec IOM-21 configuré			
115-003488-00	Module ECG-21, ECG (AHA), peut uniquement être employé avec IOM-21 configuré			
115-005370-00	Fonction iRoam™: solution de transfert de données sans fil 802.11b/g, adaptateur USB sans fil 802.11b/g			
115-003485-00	IOM-21, iDock(I/O Module étendu)			
2108-30-66157	Lecteur DVD/CD-RW externe avec câble d'alimentation UK			
2108-30-66158	Lecteur DVD/CD-RW externe avec câble d'alimentation EU			
PR3A-30-91145	Supports guidés par aiguille pour sonde micro-convexe d'endo cavité: V11-3E, V10-4/B/s/Bs, 6CV1(s), CB10-4(s), 6CV1P, CB10-4P, 65EC10HA/EA/EB, 65EB10EA, 16G (Acier inoxydable)			
115-002797-00	Support guidé par aiguille pour sonde convexe C5-2E, C7-3E, C5-2, C5-2s (Acier inoxydable)			
115-003806-00	Support guidé par aiguille pour sonde linéaire L14-6, L14-6s, 10L24EA, L14-6P (Acier inoxydable)			
0022-30-33013	Supports guidés par aiguille pour Linear array transducer L14-6NE, L14-6WE, L12-3E, 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L7-3(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), L14-6Ns, 7L4P, 75L53EA (Acier inoxydable)			
0022-30-90755	Support guidé par aiguille pour sonde vectorielle à déphasage P4-2s (NGB-011) (Acier inoxydable)			

0020-30-90810	Pédale étanche (port USB)			
0020-10-12551	Pack Grab et Go Back (sac de transport)			
2108-30-66176	Ensemble de batteries			
0020-10-12567	PackM-Scan (PackPoint-of-Care Scan)			
2108-20-66216	Chariot mobile UMT-200			
	UMT-300			
	Chariot mobile UMT-300 Système d'accueil portable ergonomique permettant de sécuriser le système M5/M7 Plate-forme mobile de travail inclut une nouvelle poignée, câble couting, supports de sonde et de stockage Mémoire pour B/W entièrement intégrée imprimante couleur Mémoire pour équipement entièrement intégré avec ECG-21			
115-006983-00	Module d'alimentation, transformateur d'isolement 110V, vis, tournevis à six pans, serre-vis et câble d'alimentation AC			
115-006984-00	Module d'alimentation, transformateur d'isolement 220V, screws, hex driver, cable clamp and AC power cord			
115-006962-00	PEM-21, transducer Extend Module for Triple transducers Connect (Only Apply in M7 on UMT-300)			
115-009385-00	PEM-21, transducer Extend Module for Triple transducers Connect (Only Apply in M7 on UMT-200)			
115-006956-00	PEM-11, transducer Extend Module for Triple transducers Connect (Only Apply in M5)			
115-006968-00	Internal DVD-RW for UMT-300(requires power supply module support)			
115-006973-00	Display Module SMM-11, External LCD Set for M5, Requires IOM-11 Support(requires power supply module support)			
115-006978-00	Display Module SMM-11, External LCD Set for M7, Requires IOM-21 Support(requires power supply module support)			
		Toutes options	Configuration standard	Vos options sup
	Total			



FOCUS ON MINDRAY'S QUALITY