

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Absorbeur de gaz
anesthésie

Absorbeur de gaz d'anesthésie

Ref. SOC-TIA-AGA



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

CARACTERISTIQUES:

- En mode absorption, il peut faire baisser rapidement la concentration du ***anesthetics exhaust in the return loop.*** La concentration du ***anesthetics exhaust*** à la fin de la respiration peut chuter à zéro dans un délai d'une minute.
- Le patient peut retrouver la conscience en moins de 5 minutes si l'inhalation anesthésique simple est employée.
- Après avoir fini l'opération, il n'est aucun besoin de nettoyer avec de l'oxygène oxygène d'écoulement.
- Aucune pollution d'environnement.
- Toutes les interfaces ont le standard ISO des machines d'anesthésie sans modification.
- Les petites tailles sont faciles à installer.
- Spécification techniques:
- Taux moyen d'absorption $\geq 90\%$
- Nombre de pièces par carton : 60
- Dimensions d'expédition: 480mmx400mmx325mm.
- Poids:12kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration