

Couteaux jetables pour dissection et macroscopie, 150 mm

Ref. CEL-CABD150



COUTEAUX JETABLES POUR DISSECTION ET MACROSCOPIE, 150MM :

- lame acier inoxydable Sheffield de haute qualité, à double biseau;
- Manche moulé, prolongé d'un appui doigt, pour une tenue ferme;
- 5 tailles de lames disponibles pour couvrir toutes les applications:
 - exemple:
 - 100mm: Cartilage
 - 150 mm : Trimming
 - 200 mm : Macroscopie
 - 250 mm: Poumon
 - 300 mm : Cerveau;
- Usage unique: alternative économique aux couteaux à réaffûter;
- La boîte dans laquelle les couteaux sont emballés peut être utilisée pour archiver des blocs;
- Condition minimum de vente: 10.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration