

Attelle gonflable Air Splint Jeux de 4

Réf. SOC-ATTELLE



Jeux de 4 d'attelles gonflables Air Splint : demi bras, bras entier, demie jambe et jambe entière.

Appliquées autour du membre blessé, gonflées à la bouche, elles l'immobilisent et préviennent les hémorragies.

- Constituées d'une double paroi en PVC souple ;
- Transparentes, elles permettent de faire le diagnostic sans les retirer et sont perméables aux rayons X ;
- Fermeture à glissière en nylon rendant la mise en place des attelles Air splint sûre et efficace ;
- Utilisable jusqu'à 30° environ.

Livré sans sac



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration