

## Perfuseur Stérile à Usage Unique

Réf. SOC-IV425000



### Caractéristiques du Perfuseur Stérile à Usage Unique

- Permet la perfusion avec des poches souples et flacons rigides.
- Embout Luer Lock.
- Aiguille 21G (40 x 0,8mm - vert).
- Trocart avec 3 lumières.
- Régulateur de débit avec système à roulette.
- Chambre de perfusion compte-gouttes.
- Filtre à particules.
- Tubulure transparente, longueur 148 cm.
- Site d'injection en latex.
- Apyrogène.
- Longueur total: 167 cm.

Conditionnement en sachet individuel stérile.  
Vendu par lot de 25 unités.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration