

Le **chariot inclinable** (2,5°) a l'avantage de rassembler **3 fonctions** :

- ♦ transport
- ♦ présentation
- ♦ soins des corps.

Une fois équipé de la civière avec bonde, il se place au-dessus de l'unité de lavage-drainage pour les soins aux défunts.



Civière en option



Dim hors tout : L 167 x l 60 x H 78

Poids : 20 Kg

Diamètres des roues : 10 cm

Entraxe des rails : 53,5 cm

Capacité : 230 Kg

Châssis en tube inox 304L aspect brossé de section 25 mm équipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées.

Blocage roue de la civière par système pivotant

