

## Chariot électrique de dissimulation

**Réf. SOC-CHAR200**



Le Chariot électrique de dissimulation avec bâche plastique permet le transfert des défunts à l'abri des regards. Il est équipé d'un vérin permettant de varier la hauteur de 550 à 900mm. Son empattement court lui confère une grande maniabilité.

La structure du chariot est en inox 304L assurant une grande longévité du matériel. La bâche grise très résistante et lavable à grande eau dissimule parfaitement le corps. Elle est entièrement retirable.

Très maniable grâce à ces grandes roues de 200mm de diamètre et son empattement court, il peut facilement être utilisé dans les chambres, couloirs et ascenseurs des établissements hospitaliers.

➤ Dimensions: L 2100 x P 600 x H 550(900).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration