

Paravent mobile transparent acrylique, Dim. (L) 80mm x (H) 110mm

Réf. SOC-PMTA80



Le paravent Acrylique permet d'assurer un angle de vision total sur toute la surface du paravent.

Disponibilité de série en deux dimensions : 80x110mm ou 100x200mm.

Caractéristiques techniques :

- Equivalence plomb : 0,5mm
- Epaisseur : 14mm
- 4 Roulettes Diamètre 80mm dont deux à freins

Ce paravent peut être fabriqué sur demande, dans différentes hauteurs et largeurs afin de répondre à vos besoins.

Dimensions : L80mm x H110mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration