

Biotainer 0,25 L

Réf. SOC-BIOT025L



Biotainer, 0,25 Litre;

- Emballage pour le transport, en température ambiante, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux conformes aux instructions d'emballage P 620
- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
 - ADR pour les expéditions routières
 - IATA pour les expéditions aériennes
 - IMDG pour les expéditions maritimes
 - RID pour les expéditions ferroviaires
- Permet le transport de tubes à prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de pétri, de flacons à prélèvements, de lames...
- Trois versions: 0,25 Litres; 1,8 Litres et 12 Litres;
- Dimensions hors tout (Longueur, Profondeur, Hauteur): 110 x 100 x 220 mm;
- Dimensions du récipient (Hauteur): 185;
- Ø: 40;
- Conditionnement: Carton de 24 pièces;
- Condition minimum de vente: 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration