

## **Biotainer 1,8 Litres**

**Réf. SOC-BIOT1.8L**



Biotainer, 1,8 Litres;

- Emballage pour le transport, en température ambiante, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux conformes aux instructions d'emballage P 620
- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
  - ADR pour les expéditions routières
  - IATA pour les expéditions aériennes
  - IMDG pour les expéditions maritimes
  - RID pour les expéditions ferroviaires
- Permet le transport de tubes à prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de pétri, de flacons à prélèvements, de lames...
- Trois versions: 0,25 Litres; 1,8 Litres et 12 Litres;
- Dimensions hors tout (Longueur, Profondeur, Hauteur): 150 x 160 x 185 mm;
- Dimensions du récipient (Hauteur): 140;
- Ø: 125;
- Conditionnement: Carton de 24 pièces;
- Condition minimum de vente: 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration