

Boîte de transport pour tubes, flacons et lames

Réf. SOC-CV175SV



Boîte de transport ou d'expédition pour tubes, flacons et lames en polystyrène expansé blanc. Peut contenir jusqu'à 5 tubes de 5 ml, 1 tube de 10 ml, 1 flacon de 40 ou 60 ml, ou porte-tubes pour prélèvement sous-vide, 2 lames et 1'aiguille.

- Dimensions (L x l x H): 200 x 125 x 40 mm. Conditionnement: Carton de 200 boîtes
- Condition minimum de vente: 1 boîte.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration