


## Boîtes postales en carton rigide, 2 lames portes-objets

Réf. SOC-BP2L



Boîtes postales en carton rigide pouvant contenir 2 lames portes objets;

- Les cavités sont découpées dans la partie inférieure du carton sur une profondeur de 1,5 mm
- Une encoche permet de saisir facilement la lame dans sa largeur
- Le couvercle se rabat entièrement sur la partie inférieure de la boîte qui peut être scotchée et glissée dans une enveloppe
- Dimensions (L x l x H): 95 x 80 x 6 mm
- Condition minimum de vente: Carton de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration