


Boîtes postales en polypropylène translucide, 3 lames portes-objets

Réf. SOC-BPP3L



Boîtes postales En polypropylène translucide, 3 lames portes-objets;

- Pour les versions 1, 2 et 3 lames:
 - une surélévation de 1 mm, à l'intérieur des compartiments, empêche les lames de coller au fond,
 - des ergots de blocage empêchent les lames de bouger et de se casser.
- Fermeture par crantage des 2 parties fermant la boîte
- Une encoche à chaque compartiment permet une meilleure préhension de la lame
- Pour la version 5 lames, transport superposé avec séparation évitant tout contact entre lames
- Dimensions (L x l x H): 100 x 84 x 6 mm
- Condition minimum de vente: Carton de 10 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration