

## Boîte cylindrique pour la conservation ou le transport des lames

Réf. SOC-FVP5L



Boîte cylindrique pour la conservation ou le transport des lames.

- Boîte postale cylindrique avec bouchon à vis
- En polypropylène
- Peut contenir 5 lames ou 10 lames dos à dos
- Peut être utilisée soit pour la conservation, pour le transport, soit pour l'envoi par voie postale des lames, même montées
- Parois épaisses pour assurer une protection en cas de chocs ou chutes accidentelles
- Condition minimum de vente: 10.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration