

Boîte pour le transport des flacons de 150 ml

Réf. SOB-401SEL



Boîtes pour le transport des flacons de 150ml, Modèle 401:

- Permet de transporter des flacons de 150 ml en position verticale (recueils des selles principalement)
- Ils Offrent une parfaite discrétion pour le patient
- Peut contenir un flacon de hauteur 80 mm maximum
- Possibilité de ranger également : deux tubes de 5 ml sur le côté (type MIF : conservateur pour parasitologie) et l'ordonnance
- Livrées avec 1 couvercle carton pré-imprimé: Six coloris au choix
- Dimensions (Long. x Larg. x H.): 111 x 88 x 83 mm;
- Condition minimum de vente: Sachet de 50 boîtes + 50 couvercles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration