

Boîte pour prélèvements bactériologiques

Réf. SOB-202BACT



Boîte pour prélèvements bactériologiques, Modèle 202;

- Pour le transport du matériel de prélèvement bactériologique et gynécologique.
- Permettent de constituer une véritable trousse pour tous types de prélèvements: gorge, peau, urètre
- Livrée avec 1 couvercle carton pré-imprimé.
- **MODELE 202 LONG** Peut contenir: 4 écouvillons avec ou sans milieu de transport et/ou d'autres accessoires de prélèvements (Cervex-Brush, Viba brush, Spatules d'Ayres, Urethracell) et 3 lames.
- Les emplacements pour les lames permettent une préhension aisée: la lame bascule par simple pression du doigt;
- Dimensions (Long. x Larg. x H.): 242 x 100 x 30 mm;
- Condition minimum de vente: Sachet de 50 boîtes + 50 couvercles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration