

## Papier de protection BenchGuard Extra en rouleau

Ref. BIB-BGR



Papiers de protection BenchGuard Extra en Rouleau : les feuilles imperméables BenchGuard Extra protègent les plans de travail. Elles sont constituées d'une face imperméable et d'une face pouvant adsorber 800 ml/m<sup>2</sup> environ. Les films de pailleuse BenchGuard Extra sont disponibles en rouleaux de 50 m de 60 x 49 cm.  
Condition minimum de vente: 01 rouleau.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N