


7 x 11 = 77 tubes, Ø : 13 mm – 7 ml

Réf. SOB-PTF7



7 x 11 = 77 tubes, Ø : 13 mm - 7 ml;

- Portoirs stables composés de:
  - 2 parties emboîtées facilement séparables au moment du nettoyage.
  - 2 anses latérales pour une préhension aisée;
- 6 coloris au choix;
- Dimensions (Long. x Larg. x H.): 223 x 145 x 40 mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration