

Boîtes de protection contre les radiations Beta 150 x150

Ref. AZL-BPROTA



Boîtes de protection contre les radiations Beta, Socimed dispose une Gamme complète de boîtes contre les radiations Beta réalisées en acrylique. Epaisseur 10mm; Pour la Protection contre les radiations Beta des produits contaminés.

- Dimensions: (L x l x H): 150 x 150 x 150 mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration