

Boîtes de protection contre les radiations Beta 250 x 200 mm

Ref. AZL-BPROTB



Boîtes de protection contre les radiations Beta, Socimed commercialise une Gamme complète de boîtes réalisées en acrylique. Epaisseur 10mm; Pour la Protection contre les radiations Beta des produits contaminés.

- Dimensions: (L x l x H): 250 x 200 x 200 mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration